

Schulterorthese mit Adduktion oberer Extremität

Kategorienummer: QSM00020 – Größe S

QSM00030 - Größe M

QSM00040 - Größe L

QSM00050 - Größe XL

PRODUKTBESCHREIBUNG:

- Orthese aus Polyamid mit Polyurethan-Laminat,
- Durch den Einsatz der Keile ist die Immobilisation der Schulter bei Adduktion im Bereich von 15° , 30° , 45° und 60° möglich,
- Die offene Bauweise erlaubt die Aktivierung der Unterarmmuskeln (während der Schulterimmobilisation),
- Mit dem Gurtsystem ist das Anlegen der Schulterorthese einfach, wobei die genaue Anpassung der Orthese an die Bedürfnisse des Patienten möglich ist.

INDIKATION:

Stabilisation oberer Extremität bei Adduktion des Schultergelenkes nach Verletzungen (Verrenkung, Verstauchung), Nachbehandlung nach der Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, Immobilisation und Entlastung oberer Extremität bei Entzündungen des Schultergelenkes.

Größe	S	M	L	XL
Länge des Unterarmes (cm)	25 - 28	28 - 30	30 - 33	33 - 36



Qmed[®]
Silver Line